



## Adaptateurs électriques

Gamme de câbles électriques pour connecter le fil chauffant du circuit respiratoire à l'humidificateur




Soins Intensifs ▪ Accessoires d'Humidification

## Câbles adaptateurs électriques pour humidificateurs


Tout au long de leurs activités, les services de soins intensifs doivent gérer de nombreux et différents types d'équipements et de consommables. Afin de vous aider à rationaliser vos besoins en matière de circuits respiratoires pour humidification active, Intersurgical propose différents adaptateurs électriques pour vous permettre d'uniformiser le consommable adapté à vos circuits respiratoires, qu'ils soient à 1 ou 2 fils chauffants, quel que soit l'humidificateur chauffant utilisé.

### Adaptateurs électriques pour humidificateurs MR850™ et PMH7000™



REF	Description	Humidificateur	Qté/bte
5600000	Adaptateur électrique pour circuit à 1 fil chauffant (connecteur noir - prise trèfle)	PMH7000™ & MR850™	1
5601000	Adaptateur électrique pour circuit à 2 fils chauffants (connecteur noir - prise trèfle et ovale)	PMH7000™ & MR850™	1

### Adaptateurs électriques pour humidificateur VHB20™



REF	Description	Humidificateur	Qté/bte
51006182	Adaptateur électrique pour circuit à 1 ou 2 fils chauffants (connecteur rouge - prise trèfle et ovale)	VHB20™	1

MR850 est une marque commerciale de Fisher & Paykel Healthcare. PMH7000 est une marque commerciale de Pacific Medico Co Ltd. VHB20 et INSPIRED sont des marques commerciales de Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd

IS1.6 FR • Issue 4 03.26



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP