

# Intersurgical

## Gamme réutilisable Alterna

Consommables réutilisables sans latex pour anesthésie

Masques  
faciaux d'anesthésie



Circuits  
Respiratoires



Valves  
expiratoires



Raccords  
et Accessoires

Edition 7



Qualité, innovation et confiance

Interagir avec nous



[www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)

## La gamme Alterna™ offre une solution réutilisable sans latex conçue pour être retraitée

La gamme de consommables d'anesthésie réutilisable d'Intersurgical s'appuie sur notre même volonté d'offrir qualité, innovation et confiance à tous nos dispositifs d'abord respiratoire. Pour les utilisateurs optant pour une solution réutilisable, Alterna offre une gamme complète de masques faciaux d'anesthésie, de raccords, de circuits respiratoires et d'accessoires. Tous les dispositifs de la gamme Alterna sont conçus pour être réutilisés.



Tous les produits de ce catalogue sont sans latex.



## Masques faciaux d'anesthésie économiques en silicone ClearFlex™ – réutilisables

Les masques économiques ClearFlex offrent une alternative à coût réduit pour les utilisateurs recherchant les avantages et bénéfices liés aux masques sans latex en silicone.

Ces masques, de forme anatomique, disposent d'une connexion standard et leur totale transparence permet un contrôle aisé des signes cliniques à travers le masque. Les plus petites tailles ont une forme cylindrique afin de garantir une parfaite étanchéité sur le visage des enfants et nourrissons.

Ils sont autoclavables jusqu'à une température maximale de 137°C.



REF	Description	Qté/bte.
8848005	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 5, grand adulte, 22F	5
8848004	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 4, moyen adulte, 22F	5
8848003	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 3, petit adulte, 22F	5
8848002	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 2, pédiatrique, sans crochet de fixation, 22F	5
8848001	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 1, nourrisson, sans crochet de fixation, 15M	5
8848000	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 0, nouveau-né, sans crochet de fixation, 15M	5
8848006	Masque facial d'anesthésie économique en silicone ClearFlex, taille 00, prématuré, sans crochet de fixation, 15M	5

## Rendell Baker masques faciaux d'anesthésie en silicone – réutilisables

Une gamme de masques en silicone, sans latex, de forme anatomique, conçus selon les spécifications Rendell Baker. Ils sont parfaits pour un usage en pédiatrie car l'étanchéité sur le visage du patient est obtenue en exerçant un minimum de pression sur le masque.

Ces masques ont l'avantage de présenter un faible espace mort et peuvent être stérilisés à l'autoclave jusqu'à 137°C.



REF	Description	Qté/bte.
8748014	Masque facial d'anesthésie en silicone Rendell Baker, taille 3, pédiatrique, 22F	1
8748013	Masque facial d'anesthésie en silicone Rendell Baker, taille 2, petit enfant, 22F	1
8748012	Masque facial d'anesthésie en silicone Rendell Baker, taille 1, nourrisson, 22F	1
8748011	Masque facial d'anesthésie en silicone Rendell Baker, taille 0, nouveau-né, 22F	1

## Accessoires pour masque facial


Serre-tête en silicone adulte ou pédiatrique et crochet de fixation adaptés à la gamme de masques faciaux Alterna™.



REF	Description	Qté/bte.
8740007	Serre-tête 4 branches en silicone, grand	12
8740008	Serre-tête 4 branches en silicone, petit	12
8724013	Crochet de fixation pour masque facial d'anesthésie anatomique réutilisable	1

## Circuits et tuyaux respiratoires transparents en silicone – réutilisables


Notre tuyau transparent en silicone a la particularité d'être composé de spirales graduées dont les extrémités forment des raccords souples intégrés. Ceci élimine la faiblesse au niveau du point de soudure entre le tuyau et le raccord, souvent inhérente aux tuyaux standards en silicone.



👁 illustration

REF	Description	Longueur	Qté/bte.
👁 8790607	Circuit respiratoire transparent en silicone, 22mm adulte	≥1.5m	1
8746004	Tuyau transparent en silicone, 22mm adulte	≥0.45m	1
8746006	Tuyau transparent en silicone, 22mm adulte	≥0.6m	1
8746008	Tuyau transparent en silicone, 22mm adulte	≥0.8m	1
8746001	Tuyau transparent en silicone, 22mm adulte	≥1.1m	1
8746015	Tuyau transparent en silicone, 22mm adulte	≥1.5m	1
9317000	Tuyau transparent en silicone, 15mm pédiatrique	≥0.6m	1
9318000	Tuyau transparent en silicone, 15mm pédiatrique	≥0.8m	1
9319000	Tuyau transparent en silicone, 15mm pédiatrique	≥1.1m	1
9320000	Tuyau transparent en silicone, 15mm pédiatrique	≥1.5m	1

## Tuyau respiratoire transparent 22mm en Hytrel® – réutilisable



REF	Description	Longueur	Qté/bte.
8790015	Tuyau respiratoire transparent en Hytrel®	≥1.5m	1

Hytrel est une marque déposée de DuPont.

## Raccords droits transparents – réutilisables

La gamme de raccords droits réutilisables Alterna™, avec bague antidérapante pour une manipulation aisée, est disponible dans diverses connexions machine ou interface patient.



REF	9110000
Qté/bte.	5



REF	9111000
Qté/bte.	5



REF	9112000
Qté/bte.	5



REF	9113000
Qté/bte.	5



REF	9122000
Qté/bte.	5



REF	9130000
Qté/bte.	5



REF	9121000
Qté/bte.	5



REF	9134000
Qté/bte.	5

## Raccords coudés transparents – réutilisables

La gamme de raccords coudés réutilisables Alterna est disponible avec embout et prise luer et est adaptée à un large choix d'équipements et d'interfaces patients.



REF	9115000
Qté/bte.	5




REF	9114000
Qté/bte.	5



REF	9131000
Qté/bte.	5

## Raccords en Y transparents – réutilisables


La gamme de raccords en Y réutilisables Alterna est disponible avec ou sans orifices.



REF	9116000
Qté/bte.	5



REF	9117000
Qté/bte.	5



REF	9124000
Qté/bte.	5



REF	9123000
Qté/bte.	5

## Cathéter mount transparent


Le cathéter mount transparent réutilisable Alterna™.

	
<b>REF</b>	9120000
<b>Qté/bte.</b>	5

## Valves expiratoires

Ces valves sont conçues pour un usage avec des circuits respiratoires réutilisables.

	
<b>REF</b>	8686819
<b>Qté/bte.</b>	1

	
<b>REF</b>	8686820
<b>Qté/bte.</b>	1

	
<b>REF</b>	8708801
<b>Qté/bte.</b>	1





**Intersurgical**

7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg  
77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
France

T: +33 (0)1 48 76 72 30

info@intersurgical.fr  
www.intersurgical.fr



**Distributeur:**

[www.intersurgical.com/distributors](http://www.intersurgical.com/distributors)