



Gamme pour Thérapie par Pression Expiratoire Positive (PEP)




Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Kinésithérapie Respiratoire



Gamme de Thérapie PEP Intersurgical

Intersurgical propose une gamme de produits pour la délivrance d'une thérapie par pression expiratoire positive. Le concept modulaire de cette gamme de produits permet aux cliniciens de choisir parmi neuf résistances PEP à code-couleur et deux interfaces-patient. La pièce en T PEP est fournie avec un embout buccal pouvant aisément être remplacé par un masque facial si besoin. Un manomètre peut être connecté au système à l'aide du raccord de manomètre PEP (1956020) conçu pour être positionné entre la pièce en T et la résistance PEP.



REF	Description	Couleur	Qté/bte
Les résistances PEP sont conditionnées en sachet de 10 unités			
8020060	Résistance PEP 6.0mm, violet, usage patient unique		100
8020050	Résistance PEP 5.0mm, marron, usage patient unique		100
8020045	Résistance PEP 4.5mm, rouge, usage patient unique		100
8020040	Résistance PEP 4.0mm, orange, usage patient unique		100
8020035	Résistance PEP 3.5mm, vert, usage patient unique		100
8020030	Résistance PEP 3.0mm, bleu, usage patient unique		100
8020025	Résistance PEP 2.5mm, jaune, usage patient unique		100
8020020	Résistance PEP 2.0mm, blanc, usage patient unique		100
8020015	Résistance PEP 1.5mm, noir, usage patient unique		100
Pièce en T PEP, interfaces-patient et raccords			
1956014	Pièce en T PEP, port inspiratoire, 22M/15F-22M avec valve unidirectionnelle et embout buccal, usage patient unique		80
1956020	Raccord de manomètre PEP, 15M-22M/15F, embout 6mm avec tuyau, 1.3m		40
7296001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvres rouges, sans crochet de fixation, 22F		20
7295001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvres oranges, sans crochet de fixation, 22F		35
7294001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, moyen adulte, lèvres vertes, sans crochet de fixation, 22F		35
7293001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvres jaunes, sans crochet de fixation, 22F		35
7292001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, enfant, lèvres blanches, sans crochet de fixation, 22F		25
1691040	Pincez-nez embouts en plastique		35

IS10.37 FR • Issue 6 09.25



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • India • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA