



## BiTrac MaxShield Select™

Masque facial total pour Ventilation Non Invasive



Soins Intensifs ▪ Pulmodyne®



## BiTrac MaxShield Select™

Notre masque facial total, BiTrac MaxShield Select, protège le nez et répartit la pression sur une plus grande surface tout en réduisant la claustrophobie du patient. Nos coudes interchangeables réduisent grandement les déchets en offrant la possibilité de retirer et de remplacer le coude du masque quand des patients transitent entre respirateurs standards et appareils de VDNP (Ventilation en Double Niveau de Pression).



**3 tailles disponibles**

D'extra grand à petit adulte

Serre-tête respirant

Attache sécurisée

Lèvre souple en silicone

Verrouillage à baïonnette

Pour une connexion sécurisée

**Coudes interchangeables**

Adaptés aux besoins des patients



### Coudes interchangeables

Référence	Description	Qté/bte
313-9599	BiTrac Select™ coude interchangeable standard sans fuite	10
313-9593	BiTrac Select coude interchangeable à fuite avec valve de sécurité	10
313-9598	BiTrac Select coude interchangeable sans fuite avec valve de sécurité	10
313-9596	BiTrac Select coude interchangeable sans fuite avec valve de sécurité et port fibroscopie	10
313-9597	BiTrac Select coude interchangeable sans fuite avec port fibroscopie	10



### BiTrac MaxShield Select™ masque facial total avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité

Référence	Description	Qté/bte
313-9555	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité, extra grand adulte	10
313-9552	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité, grand adulte	10
313-9554	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité, petit adulte	10



### BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable standard sans fuite


Référence	Description	Qté/bte
313-9556	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable standard sans fuite, extra grand adulte	10
313-9553	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable standard sans fuite, grand adulte	10
313-9551	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable standard sans fuite, petit adulte	10




### BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable sans fuite et valve de sécurité

Référence	Description	Qté/bte
313-9559	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable sans fuite et valve de sécurité, extra grand adulte	10
313-9558	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable sans fuite et valve de sécurité, grand adulte	10
313-9557	BiTrac MaxShield Select masque facial total avec coude interchangeable sans fuite et valve de sécurité, petit adulte	10

**BiTrac MaxShield Select™ masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité**

Référence	Description	Qté/bte
313-9527	BiTrac MaxShield Select masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité, tube d'extension 15cm avec raccord à rotule 22M, extra petit	10
 313-9526	BiTrac MaxShield Select masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable à fuite et valve de sécurité, tube d'extension 15cm avec raccord à rotule 22M, extra extra petit	10

**BiTrac MaxShield Select masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable standard sans fuite**

Référence	Description	Qté/bte
 313-9525	BiTrac MaxShield Select masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable standard sans fuite, extra petit	10
313-9524	BiTrac MaxShield Select masque facial total pédiatrique avec coude interchangeable standard sans fuite, extra extra petit	10

**Serre-tête de rechange**

Référence	Description	Qté/bte
313-8344	Serre-tête de rechange pour BiTrac MaxShield™, extra grand et grand	10
313-8347	Serre-tête de rechange pour BiTrac MaxShield, petit	10
313-9529	Serre-tête de rechange pour BiTrac MaxShield pédiatrique, extra petit	10
313-9528	Serre-tête de rechange pour BiTrac MaxShield pédiatrique, extra extra petit	10

 illustration

BiTrac Select et BiTrac MaxShield Select sont fabriqués par Pulmodyne Inc, USA et distribués par Intersurgical Ltd

IS1.60 FR • Issue 2.1 01.26