



Gamme de cathéters mount




Gestion des Voies Aériennes ▪ Raccords-Patient

Guide des prises, orifices et capuchons

Pour une sécurité accrue, tous les capuchons d'embouts, prises et orifices d'Intersurgical sont solidaires du raccord, prévenant ainsi toute perte ou chute dans le champ du patient.

Prise luer

Connexion sécurisée des lignes de prélèvement de gaz avec embout luer lock



Orifice 7.6mm et capuchon flip top

Insertion de toute sonde standard 7.6mm ou pour aspiration



Double capuchon flip top avec membrane étanche

Fonction fibroscopie et aspiration sur un même raccord-patient



Cathéters mount flexibles annelés


Une gamme de cathéters mount annelés flexibles disponibles notamment avec un raccord coudé et différentes options pour toutes les applications. Tous les capuchons Intersurgical sont solidaires des raccords, pour une sécurité accrue, prévenant toute perte ou chute dans le champ opératoire.



REF 3511000

Qté/bte 50


Volume compressible 44 ml



REF 3501000 (S*)

Qté/bte 50 (85*)


Volume compressible 45 ml



REF 3508000

Qté/bte 50


Volume compressible 49 ml



REF 3515000

Qté/bte 40


Volume compressible 50 ml



REF 3506000

Qté/bte 50


Volume compressible 48 ml



REF 3516000 (S*)

Qté/bte 50 (85*)

Volume compressible 47 ml



REF 3505000 (S*)

Qté/bte 50 (85*)

Volume compressible 48 ml


Version stérile disponible


(S*) Ajouter un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile (la quantité par boîte des produits stériles est entre parenthèses).





Cathéters mount extensibles Superset™


Les cathéters mount extensibles Superset ont une forme en 'accordéon' pour un contrôle total du positionnement. Cette caractéristique permet un ajustement du volume interne et de la longueur de 70mm à 150mm, raccords exclus. La gamme est disponible notamment avec des raccords coudés fixes ou à double rotule et différentes options pour toutes les applications. Tous les capuchons Intersurgical sont solidaires des raccords, pour une sécurité accrue, prévenant toute perte ou chute dans le champ opératoire.


		
REF	3504000 (S*)	
Qté/bte	75	(75*)
Volume compressible	22-43 ml	


		
REF	3502000 (S*)	
Qté/bte	75	(40*)
Volume compressible	23-44 ml	


		
REF	3514000 (S*)	
Qté/bte	75	(40*)
Volume compressible	26-47 ml	

		
REF	3512000	
Qté/bte	75	
Volume compressible	27-47 ml	

		
REF	3520000 (S*)	
Qté/bte	75	(40*)
Volume compressible	23-47 ml	


		
REF	3521000 (S*)	
Qté/bte	75	(40*)
Volume compressible	26-50 ml	


Pédiatrique/néonatal 		
REF	3535000	
Qté/bte	15	
Volume compressible	13-16 ml	


Néonatal 		
REF	3534000	
Qté/bte	25	
Volume compressible	10-13 ml	


Cathéters mount intérieur lisse


Une gamme de cathéters mount intérieur lisse offrant de meilleures caractéristiques de débit, une plus faible compliance et un tuyau transparent résistant à l'écrasement. Disponible en différentes longueurs avec raccord coudé double rotule et double capuchon flip top. Tous les capuchons Intersurgical sont solidaires des raccords, pour une sécurité accrue, prévenant toute perte ou chute dans le champ opératoire.


		
REF	5120000	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	30 ml	


		
REF	5180000	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	37 ml	


		
REF	5180104	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	25 ml	

		
REF	5180114	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	36 ml	

		
REF	5180193	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	35 ml	

		
REF	5180197	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	35 ml	

		
REF	5180199	(S*)
Qté/bte	50	(85*)
Volume compressible	35 ml	

		
REF	5250000	(S*)
Qté/bte	50	(50*)
Volume compressible	51 ml	

 Version stérile disponible. (S*) Ajouter un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses).

IS12.30 FR • Issue 2 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA