



i-Prone™

Dispositif pour positionnement de la tête



Anesthésie ▪ Accessoires

i-Prone™ dispositif pour positionnement de la tête

Le dispositif pour positionnement de la tête i-Prone™ est un coussin de tête face contre terre à utiliser chez les patients allongés sur le ventre lors d'une intervention. Ce dispositif est conçu pour soutenir la tête, tout en garantissant un positionnement idéal du tube endotrachéal. Le visage des patients peut être surveillé grâce à un miroir.

Grâce à sa conception à fentes, le coussin i-Prone™ offre une visibilité et un accès dégagés à la bouche, au nez et aux yeux du patient, ainsi qu'au tube trachéal. Le confort et le soutien de la tête et du cou du patient sont assurés grâce à une cavité profilée. Le dispositif i-Prone™ est léger, sans latex, et à usage unique afin d'aider à prévenir le risque de contamination croisée entre les patients.

Pensé pour les peaux sensibles

Une couche de matière biocompatible est appliquée sur la surface entrant en contact avec la peau afin d'offrir un confort accru pour les patients à peau sensible

Répartition optimisée de la pression

Forme anatomique pour une répartition homogène sur les points de contact (front, menton et pommettes)

Miroir

Permet au clinicien d'observer et de surveiller les voies respiratoires du patient. Il est réglable pour offrir une vue transversale plus large

Deux hauteurs disponibles

Pour s'adapter aux différentes anatomies des patients et favoriser un alignement neutre du cou et de la colonne vertébrale

Matériau léger

Conçu dans une mousse légère et sans latex

Conception à fentes

Pour une vue dégagée et un accès facile aux voies respiratoires du patient tout en permettant de positionner le tube endotrachéal à gauche ou à droite



REF	Description	Qté/bte
3000012	i-Prone dispositif pour positionnement de la tête (H 12cm)	8
3000015	i-Prone dispositif pour positionnement de la tête (H 15cm)	6

i-Prone est fabriqué par Shenzhen Envisen Industry Co., Limited et distribué par Intersurgical Ltd

IS5.46 FR • Issue 1 01.26



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • India • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA