

Masque FFP2 i-Pro™



Qualité, innovation et confiance

Interagir avec nous



www.intersurgical.fr



Masque FFP2 i-Pro™

Conçu pour les professionnels de santé exerçant en environnement clinique.

Depuis plus de 30 ans, Intersurgical développe, fabrique et commercialise des solutions innovantes en abord respiratoire et filtration destinées aux professionnels de la santé. Cette expertise nous a permis de concevoir un masque médical spécifiquement pour le personnel clinique.

À l'origine, les masques de protection personnelle classiques étaient conçus pour un usage en milieu industriel et ne sont, de fait, pas toujours adaptés aux professionnels de santé. Ceci a fait l'objet de nombreux rapports d'incident.

Le masque i-Pro™ a été conçu en gardant les cliniciens à l'esprit. Grâce au média filtrant de nos dispositifs respiratoires, dont l'efficacité bactérienne et virale en environnement clinique a été prouvée, ainsi qu'à la lèvre étanche douce et souple en TPE équipant nos masques, le masque i-Pro™ combine un haut taux de protection avec un ajustement confortable et efficace.

Selon le type de masque, et du lieu où il est utilisé, il existe différentes méthodes pour déterminer son efficacité globale. Le taux de protection que peut offrir un masque est dépendant de trois éléments fonctionnels clés :





1. Efficacité de filtration
2. Qualité de l'ajustement
3. Protection confortable



Lèvre étanche, souple et douce

Média filtrant

Coque protectrice



Masque FFP2 i-Pro™

Lèvre étanche unique


Assure un ajustement efficace et confortable sur le visage du porteur

Coque protectrice

Protection supplémentaire contre les gouttelettes et aérosols

Protection prouvée

Filtration bactérienne et virale prouvée en environnement clinique



Sûr et sécurisé

Système à quatre points de fixation offrant un positionnement sûr et sécurisé



Mentonnière étanche et souple

Améliore le positionnement et la stabilité du masque



REF	Description	Qté/bte
2019442	i-Pro™ masque FFP2, moyen/grand	20



Accessoires

La visière de protection i-Pro™ Vision est un dispositif entièrement réutilisable, conçu pour un usage en environnement clinique, et offrant une visibilité optimale et une totale liberté de mouvement.



REF	Description	Qté/bte
2019333	i-Pro™ Vision visière de protection	1
2019334	i-Pro™ Vision visières de rechange	20

IS12.32 FR • Issue 1 01.26

7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

**UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France
Germany • India • Ireland • Italy • Japan • Lithuania • Malaysia • Mexico Norway • Philippines
Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA**