



OptiLube™ sachets de lubrifiant

A utiliser avec les dispositifs supraglottiques, les tubes endotrachéaux et les canules oro/nasopharyngées



Gestion des Voies Aériennes ▪ Accessoires pour Voies Aériennes



OptiLube™ sachets de lubrifiant

A utiliser avec les dispositifs supraglottiques, les tubes endotrachéaux et les canules oro/nasopharyngées

En complément de gamme des dispositifs pour la gestion des voies aériennes, Intersurgical vous présente Optilube™, un gel lubrifiant en sachet.

Les sachets de lubrifiant Optilube™ contiennent 5g de gel lubrifiant hydrosoluble, à utiliser dans la préparation des dispositifs de voies aériennes, tels que les dispositifs supraglottiques, les tubes endotrachéaux ou les canules oro/nasopharyngées. Ils peuvent également être utilisés pour amorcer le canal gastrique des dispositifs supraglottiques de seconde génération, comme le i-gel®, ou bien pour lubrifier les sondes d'aspiration ou orogastriques.

Optilube en sachet est inoffensif pour les tissus humains et n'altère pas le caoutchouc, les appareils métalliques, les instruments et les textiles naturels ou synthétiques.



| REF | Description | Qté/bte |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 5469000 | Optilube™, sachets de lubrifiant, 5g | 150 |

Optilube est une marque commerciale d'Optimum Medical Solutions.

IS6.8 FR ▪ Issue 5 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA