



Hydro-Guard Mini Mk.II

Filtre respiratoire haute efficacité à membrane plissée



Haute efficacité de filtration

L'Hydro-Guard Mini Mk.II est un filtre haute efficacité à membrane plissée conçu pour une utilisation en anesthésie comme filtre ECH : restitution d'humidité 23mg H₂O/L à VC 500ml ou en soins intensifs comme filtre simple. Plusieurs configurations avec raccords de ventilation sont disponibles afin d'offrir polyvalence et choix.

Caractéristiques et avantages

Efficacité de filtration 99.999%




Propriétés hydrophobes pour prévenir le passage des fluides

Prise de monitoring avec capuchon luer solide Pour la sécurité du patient.


Hydro-Guard Mini Efficacité de filtration bactérienne et virale	Résistance au débit filtre seulement		Volume compressible filtre seulement	Poids filtre seulement	volume courant minimum filtre seulement
	30L/min	60L/min			
>99.999%	1.3cm H ₂ O	2.7cm H ₂ O	63ml	30g	200ml

1745000	40	1745011	75
----------------	----	----------------	----



Hydro-Guard Mini + prise luer lock	Hydro-Guard Mini + prise luer lock et catheter mount Superset
------------------------------------	---

1745012	75	1745711	75
----------------	----	----------------	----



Hydro-Guard Mini + prise luer lock et catheter mount Superset avec raccord coudé détachable	Hydro-Guard Mini + prise luer lock et catheter mount Superset avec raccord coudé détachable
---	---