



Hydro-Guard Mini - stérile

Filtre respiratoire haute efficacité à membrane plissée



Filtere stérile à haute efficacité de filtration

L'Hydro-Guard Mini est un filtre stérile haute efficacité à membrane plissée conçu pour une utilisation en anesthésie comme filtre ECH : restitution d'humidité 26.8mg H₂O/L à VC 500ml ou en soins intensifs comme filtre simple. Plusieurs configurations avec catheter mount sont disponibles afin d'offrir polyvalence et choix.

Caractéristiques et avantages

Efficacité de filtration 99.999%

Propriétés hydrophobes pour prévenir le passage des fluides



Prise de monitoring avec capuchon luer solide. Pour la sécurité du patient.

Hydro-Guard Mini Efficacité de filtration bactérienne et virale	Résistance au débit filtre seulement		Volume compressible filtre seulement	Poids filtre seulement	volume courant minimum filtre seulement
	30L/min	60L/min			
>99.999%	1.6cm H ₂ O	3.2cm H ₂ O	63ml	36g	200ml

1744000S	50	1744011S	50
prise luer lock 22F/15M 22M/15F		prise luer lock 22F/15M catheter mount Superset 22M/15F	
Hydro-Guard Mini + prise luer lock		Hydro-Guard Mini + prise luer lock et catheter mount Superset	

1744580S	50
prise luer lock 22F/15M Double flip top cap 22M/15F	
Hydro-Guard Mini + prise luer lock et catheter mount intérieur lisse avec double flip top cap	

IS12.18_3 - Issue 1 03.10