



La gamme Eco

Produits d'oxygénothérapie et d'aérosolthérapie à faible impact environnemental



Ensemble protégeons l'environnement

Se sentir concerné par l'environnement

Notre gamme de masques Eco a été développée afin de diminuer les incidences sur l'environnement liées à l'utilisation et à la destruction des dispositifs médicaux en PVC. Intersurgical s'est efforcé de trouver des alternatives au PVC permettant de garantir un haut degré de qualité et un impact environnemental réduit.

Notre objectif étant d'offrir des masques à oxygène et masques aérosol qui **protègent à la fois le patient mais aussi l'environnement.**

Améliorer le confort du patient

Les masques à oxygène et aérosol doivent être assez souples pour assurer l'étanchéité et épouser la forme du visage mais aussi assez rigides pour conserver leur forme durant le transport, le stockage et leur utilisation. De plus le matériau utilisé doit être suffisamment clair pour surveiller les signes cliniques.

Utiliser les nouvelles technologies



Les dernières avancées technologiques en matière de fabrication nous ont permis de combiner deux matériaux sans PVC dans un même masque. Celui formant le corps du masque est clair et assez rigide pour en maintenir la forme tandis que le second, plus souple, est utilisé dans la fabrication de la lèvre qui est en contact avec le visage des patients.

Plus de produits, plus de choix

Ce logo signifie que ce produit a bénéficié de toute notre attention afin de diminuer son impact sur l'environnement. Notre gamme Eco contient actuellement:

- Masque Eco Oxygène
- Masque Eco Aérosol
- Masque Eco Oxygène Haute Concentration
- Kit Cirrus2 avec Eco masque
- Kit Masque Venturi
- FiltaMask



Sont également disponibles les masques EcoAnesthésie dans la gamme anesthésie et les tuyaux intérieur lisse sans PVC dans la gamme soins intensifs.



Kit nébuliseur
Cirrus 2



Masque Eco
Oxygène




FiltaMask

Découvrez notre gamme Eco

www.intersurgical.com/ecorange

Caractéristiques et avantages


L'utilisation de nouveaux matériaux sans PVC a nécessité de repenser le concept du masque ce qui nous a donné l'opportunité d'améliorer le design traditionnel des masques à oxygène.





Informations Produits

Concentration variable en oxygène



Code: 1135 40 unités par boîte

Masque Eco-Oxygène adulte avec tuyau 2.1 m

Code: 1136 55 unités par boîte

Masque Eco-Oxygène adulte




Code: 1181 30 unités par boîte

Masque Eco-oxygène Haute Concentration, adulte, avec tuyau 2.1m

Code: 1145 15 unités par boîte

FiltaMask adulte, avec tuyau 2,1m

Nebuliseurs et masques aérosol



Code: 1453 30 unités par boîte

Kit Cirrus2 avec Eco masque, adulte

Code: 1188 50 unités par boîte

Masque Eco-Aérosol adulte

Concentration fixe en oxygène



Code: 1024080 24% 40 unités par boîte

Masque Eco adulte avec valve venturi 24%

Code: 1028080 28% 40 unités par boîte

Masque Eco adulte avec valve venturi 28%

Code: 1031080 31% 40 unités par boîte

Masque Eco adulte avec valve venturi 31%

Code: 1035080 35% 40 unités par boîte


Masque Eco adulte avec valve venturi 35%

Code: 1040080 40% 40 unités par boîte

Masque Eco adulte avec valve venturi 40%

Code: 1060080 60% 40 unités par boîte

Masque Eco adulte avec valve venturi 60%



Code: 1107080 25 unités par boîte

Kit Venturi avec masque Eco adulte

Code: 1137 30 unités par boîte

Kit Venturi "Silente" réglable avec masque Eco adulte